

# BMS MICROSCOPEN

*'Een onmisbaar hulpmiddel in het onderwijs'* - Breukhoven



+31 (0)10 4584222



[www.breukhoven.nl](http://www.breukhoven.nl)



[info@breukhoven.nl](mailto:info@breukhoven.nl)





BMS 100 FL LED

**Prijs EUR 138,00** ex. BTW

- Zeer stabiel en handzaam
- Oculair: WF10x/18 mm met aanwijsnaald, geborgd
- 3 DIN achromatische objectieven: 4x/0.10, 10x/0.25 en 40x/0.65
- Objecttafel: 110 x 120 mm, metaal met 2 preparaatklemmen en 1-vinger bediening
- Kop: monoclair, 360° draaibaar
- Oplaadbaar

**Prijs EUR 155,00** ex. BTW

- Scherpstellen: grof- (met slipkoppeling) en fijnregeling, stelknoppen aan beide zijden
- Revolverplaat: 3-voudig met click stop
- Revolverplaat omgekeerd
- Condensor: vast, N.A. 0.65 met irisdiaphragma en filterhouder
- Kop: monoclair, 360° draaibaar
- Oplaadbaar



BMS 145 FL LED

**Prijs EUR 175,00** ex. BTW

- Scherpstellen: coaxiale grof- (met slipkoppeling) en fijnregeling aan beide zijden
- Revolverplaat: 4-voudig met click stop
- Condensor: in hoogte verstelbare (spiraal) Abbe N.A. 1.25 met irisdiafragma en filterhouder
- Oplaadbaar

BMS 146 FLArQ LED: uitvoering met kruistafel. Zie artikelnummer 4748910



BMS 146 FLAsQ LED

Artikelnummer 4748905

**Prijs EUR 265,00** ex. BTW

- Oculair: extra groot WF10x/18 mm met aanwijsnaald, geborgd
- 3 semi-plan objectieven: 4x/0.10, 10x/0.25 en 40x/0.65
- Kruistafel: coaxiale regeling langs x- en y-as instelling door middel van ergonomisch geplaatste knoppen
- Voorzien van handgreep
- Oplaadbaar

BMS EduLed FLQ: uitvoering zonder kruistafel. Zie artikelnummer 5738860

BMS EduLed FLArQ



Artikelnummer 5738870

Om u zo goed mogelijk op weg te helpen met het aanschaffen van een nieuwe microscoop, vindt u hieronder een vergelijkingstabel met de belangrijkste kenmerken en de prijzen van onze BMS microscopen.

De microscopen zijn aan te sluiten op: 100~230 V/ 50 Hz netspanning via het meegeleverde netsnoer en (niet)oplaadbare batterijen type AA, 3 stuks. De verlichting is voorzien van een nieuwe generatie high power LED met een levensduur van ca. 50.000 uur. De lichtintensiteit kan via de potentiometer geregeld worden.

De microscopen worden geleverd inclusief stofhoes en gebruiksaanwijzing. Alle microscopen hebben een garantie van 5 jaar!

Uiteraard is het mogelijk om een vrijblijvende zichtzending aan te vragen. Overweegt u om uw huidige set microscopen te vervangen en wilt u persoonlijk advies, neem dan contact met ons op. Onze experts zijn telefonisch te bereiken via 010 – 458 42 22 of via het e-mailadres [info@breukhoven.nl](mailto:info@breukhoven.nl).

Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen: [www.breukhoven.nl](http://www.breukhoven.nl).

BMS microscopen	100FL LED	145 FLQ LED	146 FLA&Q LED	146 FLA&Q LED MONO	146 FLA&Q LED BINO	146 FLA&Q LED TRINO	EduLed FLQ	EduLed FLA&Q MONO	EduLed FLA&Q BINO	EduLed FLA&Q TRINO
Artikelnummer	2760611	4748885	4748905	4748910	4748915	4748920	5738860	5738870	5738875	5738880
Oculair: WF10x/18 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Oculair: Extra groot WF10x/18 mm							✓	✓	✓	✓
Kop: <b>monoculair</b> en 360° draaibaar	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
Kop: <b>binoculair</b> en 360° draaibaar					✓				✓	
Kop: <b>trinoculair</b> en 360° draaibaar						✓				✓
3-voudig revolverplaat	✓	✓								
4-voudig revolverplaat			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Objectieven 4/10/40x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergroting: optioneel uit te breiden tot <b>1000x</b>							✓	✓	✓	✓
Vergroting: optioneel uit te breiden tot <b>1500x</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
DIN achromatisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
DIN achromatisch <b>Semi plan</b>							✓	✓	✓	✓
Scherpstellen: grof- en fijnregeling	✓	✓								
Scherpstellen: <b>coaxiale</b> grof- en fijnregeling			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kruistafel coaxiale XY instelling				✓	✓	✓		✓	✓	✓
Condensor: vast N.A. 0.65	✓	✓					✓			
Condensor: Abbe N.A. 1.25			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
High power LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Handgreep							✓	✓	✓	✓
Netspanning of oplaadbare batterijen AA of standaard batterijen AA (3 stuks)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prijs in Euro's ex. BTW	138,00	155,00	175,00	205,00	295,00	335,00	185,00	265,00	355,00	395,00